


# Corona-Schnelltests



## Bestimmung einer Infektion mit dem Coronavirus

Die Schnelltests dienen als Schnelluntersuchung bei Verdachtsfällen auf das Coronavirus.



Artikel	Novel Coronavirus (2019-nCoV) Antigen Test - Speichel	LEPU Medical SARS-CoV-2 -Antigen Test
<b>Hersteller</b>	Beijing Hotgen Biotech Co., Ltd.	Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd.
<b>Format</b>	Immun-chromatographischer In-vitro-Test	Immun-chromatographischer In-vitro-Test
<b>Instrument</b>	Ohne weitere Geräte durchführbar	Ohne weitere Geräte durchführbar
<b>Probenmaterial</b>	Speichel und/oder Sputum	Nasenabstrich aus dem vorderen Nasenraum
<b>Lagertemperatur</b>	4 - 30°C	4 - 30°C
<b>Auslesezeit</b>	15 Minuten	15 Minuten
<b>Spezifität</b>	99,78 %	99,62 %
<b>Sensitivität</b>	96,00 %	92,00 %
<b>Zulässige Anwender</b>	Medizinisches oder eingewiesenes Personal als Liantest zugelassen 5640-S-80/21	Medizinisches oder eingewiesenes Personal als Liantest zugelassen 5640-S-104/21
<b>Packungsgröße</b>	1 Test/Set, 5 Tests/Set	1 Test/Set, 25 Tests/Set
<b>Inhalt/Set</b>	Testkassette, Probennahmerohr mit Extraktionspufferlösung, Speichelsammler, Entsorgungsbeutel, Gebrauchsanweisung	Testkarte, steriler Abstrichtupfer, Fläschchen mit Extraktionspufferlösung, Gebrauchsanweisung
<b>Vorteile</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gelistet beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)</li> <li>Sehr einfache Durchführung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gelistet beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM)</li> <li>Wird bereits als Selbsttest in Österreichs Schulen eingesetzt</li> </ul>

In den Verpackungseinheiten aufgeführte Informationen zum Verwendungsnachweis durch medizinisches Personal, resultiert aus der Verfügbarkeit der Tests, vor der eigentlichen Zulassung durch des BfArM als Liantest. Ergänzend dazu verweisen wir auf das Ministerschreiben!

✓ **Evaluert vom Paul-Ehrlich Institut**